

Памятка пользователя

Ультрафонофорез с набором гелей Ферменкол Элактин в домашних условиях при помощи ультразвукового аппарата Ретон¹

Фонофорез с набором Ферменкол Элактин — эффективный метод введения активных компонентов на всю глубину стрий (растяжек). Ультразвук низкой частоты стимулирует кровообращение и обменные процессы в проблемной зоне, усиливает действие Ферменкола и Элактоина, способствует быстрому восстановлению каркаса дермы.

Благодаря фонофорезу с Ферменколом и Элактином ускоряются процессы ремодуляции структуры стрий (растяжек) и обновления кожи.

Успешный опыт применения фонофореза с набо-

ром гелей Ферменкол Элактин для коррекции растяжек позволяет говорить о высокой эффективности данного средства.

Курс фонофореза с набором гелей Ферменкол Элактин составляет 12 процедур. Продолжительность процедуры: 3-5 минут на одну область. Периодичность процедур: чередовать гели Ферменкол и Элактин через день. Общая продолжительность процедуры на нескольких областях не должна превышать 20 минут в день. Интервал между курсами 10-14 дней.



ВНИМАНИЕ: Не допускается воздействие аппарата Ретон непосредственно на область сердца.
Не применять **на груди!**

1. Перед процедурой следует очистить кожу, для более глубокого проникновения активных веществ можно приложить горячую, но не обжигающую, салфетку.
2. Процедура может проводиться в положении сидя или лежа.
3. Нанести на проблемную зону гель Ферменкол S из расчета 1-1,5 г на 10 см² поврежденной кожи и прижать головку излучателя, не допуская выдавливания геля.
4. Включить аппарат, зафиксировать время начала процедуры, и медленно, без усилий перемещать головку излучателя по проблемному участку поступательными и круговыми движениями, сохраняя постоянный контакт с кожей.
5. Следить, чтобы гель Ферменкол S не высыхал, добавляя его по мере необходимости.
6. Длительность воздействия: 3-5 минут на одну область. По окончании процедуры отключить аппарат.
7. На следующий день повторить пункты 1-6 с гелем Элактин.
8. Продолжать процедуры, чередуя гели Ферменкол S и Элактин через день. Длительность 1 курса: 12 дней.

¹ Имеются противопоказания, перед использованием следует внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации к ультразвуковому терапевтическому низкочастотному аппарату Ретон АУТн-01 и инструкцией по применению Ферменкол Элактин.

ФЕРМЕНКОЛ®

Противорубцовый Эффект

191167, Санкт-Петербург
ул. Александра Невского, 9
www.fermencol.ru

EnTher®