



ФИЗИОСФЕРА
ВСЕ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ

8 (800) 444-41-48

(звонок по РФ бесплатный)

Сайт: www.fiziosfera.ru

Почта: info@fiziosfera.ru

Методика ионофореза с набором «ЛидазаПрост» для лечения простатита на аппарате ЭЛФОР-Плюс





ФИЗИОСФЕРА
ВСЕ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ

8 (800) 444-41-48

(звонок по РФ бесплатный)

Сайт: www.fiziosfera.ru

Почта: info@fiziosfera.ru

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Заболевания предстательной железы и мочеполового тракта:

- Хронический бактериальный простатит.
- Хронический небактериальный (асептический) простатит.
- Синдром хронической тазовой боли (простатодиния).
- Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (в фазе ремиссии или затухающего обострения).
- Простатовезикулит, уретропростатит, простатоцистит.

Сексуальные и психогенные нарушения:

- Функциональная (психогенная) эректильная дисфункция.
- Снижение или отсутствие сексуального влечения.
- Недостаточность генитальной реакции.

Сопутствующие невротические расстройства:

- Неврастения.
- Соматоформные расстройства (соматизированное, ипохондрическое).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ

Применение аппарата «Элфор-Плюс» с ректальным электродом основано на сочетанном воздействии двух классических физических факторов:

1. Гальванического (постоянного) тока.
2. Лекарственного электрофореза — введения препарата под действием тока.

Механизм действия гальванического тока (ректальная методика):

Постоянный ток оказывает нервно-рефлекторное воздействие, возбуждая нервные структуры и ткани малого таза. Это формирует поток импульсов в центральную нервную систему, где создается терапевтическая доминанта, подавляющая очаг патологического возбуждения, ответственный за хроническую тазовую боль. Результатом является нормализация кровообращения и улучшение трофики предстательной железы и близлежащих органов.

Механизм действия лекарственного электрофореза:

Под действием постоянного тока лекарственное вещество распадается на ионы и проникает в ткани, формируя локальную концентрацию в зоне патологического очага. Препарат минует желудочно-кишечный тракт и печень, что снижает риск побочных эффектов и аллергических реакций. В тканях



ФИЗИОСФЕРА
ВСЕ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ

8 (800) 444-41-48

(звонок по РФ бесплатный)

Сайт: www.fiziosfera.ru

Почта: info@fiziosfera.ru

образуется «депо» препарата, обеспечивающее пролонгированное лечебное действие.

Совместный эффект гальванизации и электрофореза:

- Уменьшение болевого синдрома и мышечных спазмов.
- Улучшение микроциркуляции крови и лимфооттока в органах малого таза, снятие отека и рассасывание воспалительных инфильтратов.
- Усиление регенерации и улучшение трофики тканей.
- Противовоспалительное и седативное действие.
- Повышение эффективности медикаментозного лечения за счет направленной доставки препарата.

Метод рекомендуется для комплексного лечения хронического простатита, синдрома хронической тазовой боли, эректильной дисфункции и других заболеваний органов малого таза.

Курс 10 ежедневных процедур.

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1. Подготовка пациента

- Процедуру проводят в спокойной обстановке, в положении лежа (на кушетке или диване).
- Перед началом необходимо опорожнить мочевой пузырь и, при необходимости, кишечник.
- Кожу в области крестца или нижней части живота (место наложения пассивного электрода) следует очистить. При наличии густого волосяного покрова — сбрить.

2. Подготовка аппарата и электродов

- Убедитесь, что аппарат «Элфор-Плюс» работает и подключен через штатный блок питания (СИП).
- Извлеките одноразовый ректальный электрод из стерильной упаковки.
- Подключите его штекер к проводу с положительной полярностью (красный цвет).
- Подготовьте пассивный (внешний) электрод:
 - Смочите гидрофильную прокладку водой, слегка отожмите.
 - Зафиксируйте электрод в области крестца или лобка при помощи эластичного бинта или фиксирующего мешочка.
 - Подключите пассивный электрод к отрицательной полярности (чёрный цвет).

3. Проведение процедуры

- Включите аппарат (удержание кнопки включения в течение 3 секунд).
- Установите параметры:
 - Диапазон тока: 0-5 мА
 - Время процедуры: 10-20 минут (по назначению врача)
 - Для лекарственного электрофореза: нанесите на рабочую поверхность электрода назначенный врачом препарат — 1 флакон Лидазы, предварительно разведённый в 2 мл физиологического раствора.
 - Осторожно введите ректальный электрод в прямую кишку на глубину 5-8 см.
 - Запустите процедуру.
 - Плавное увеличение силы тока до появления у пациента чётких, до комфортных ощущений лёгкого покалывания.

4. Завершение процедуры

- Продолжительность процедуры — 10-20 минут, в зависимости от назначения врача.
- По окончании времени аппарат автоматически отключится. (При необходимости досрочного прекращения процедуры плавно уменьшите силу тока до нуля и выключите аппарат.)
- Осторожно извлеките ректальный электрод.
- Отключите электроды.
- Одноразовый ректальный электрод подлежит утилизации — повторное использование запрещено.
- Многократный пассивный электрод промойте водой и просушите на батарее.

ВАЖНО

Все процедуры выполняются только по назначению вашего лечащего врача.

Перед первым применением необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации аппарата «Элфор-Плюс» и всеми мерами безопасности. Для удобства ознакомьтесь с видео инструкцией к аппарату: https://t.me/fs_start_bot?start=2182

Регистрационное удостоверение: № РЗН 2018/6692 от 22.01.2018.