

СОЛИПСОР

Инструкция по применению крема «СОЛИПСОР» банка 75 мл.

«СОЛИПСОР» — комбинированное средство на основе солидола и натуральных компонентов растительного происхождения. Оказывает восстанавливающее и предохраняющее действие. Используется в комплексном уходе за гиперчувствительной, сухой, шелушащейся кожей, а также за кожей, склонной к раздражению.

Показания

Повышенная сухость кожных покровов, склонность к покраснениям и раздражениям, частые шелушения.

Состав

Вода, масло оливковое, масло семян тыквы, ланолин, вазелин медицинский, масло вазелиновое, солидол жировой, тальк, корень лопуха, чистотел, крахмал, девясил, кора березы, грецкий орех, череда, календула, корень солодки, деготь березовый, консервант, отдушка.

Способ применения

Крем наносить тонким слоем легкими массирующими движениями на проблемные участки кожи. Оставить на 20-30 мин. Остатки крема снять бумажной салфеткой.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов крема.

Меры предосторожности

Возможна индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

Форма выпуска

Крем представляет собой густую, вязкую массу от светло-бежевого до темно-коричневого цвета. Выпускается в банках, по 75 мл.

Условия хранения

Хранить при температуре от +5 до +25 °С

Срок годности

24 месяца, дата изготовления указана на упаковке.

Порядок отпуска

Отпускается без рецепта, не является лекарственным средством.

Изготовитель: ООО «Акфор», Россия, 198099, Санкт-Петербург,
ул. Калинина, 13

По заказу: ООО «Бифар», Россия, 109428, Москва г, Рязанский пр-кт, дом 10,
строение 18, этаж 8, офис 823

Обращения принимаются: 8(495)444-41-48 info@solipsor.ru www.solipsor.ru

Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-РУ.АЯ61.В.16337

Соответствует ТР ТС 009/2011

ГОСТ 31460-2012

